






Reemplazo total de cadera no cementada

De Revisión Modular





MODULO PROXIMAL CONO 12/14



Para la sección proximal se tienen 4 opciones de largos los cuales se detallan en la tabla.

Longitud (L)

- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm



Recurvatum

El Vástago Modular tiene como función realizar la fijación distal y otorgar estabilidad rotacional. Esto se logra mediante su diseño cónico compuesto de 8 aletas longitudinales.

Esta disponible en 3 longitudes y 7 diámetros.

Diámetro de Tallo Ø (mm)

- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Longitud

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 120 mm | 150 mm | 210 mm |
|--------|--------|--------|




ENSAMBLE DEL MÓDULO PROXIMAL Y EL VÁSTAGO MODULAR



El ensamble del Módulo Proximal y el Vástago Modular se realiza mediante un acople de cono macho - hembra. Adicionalmente se coloca un tornillo de bloqueo.

Este ensamble se puede orientar para pierna derecha o izquierda.





Villalba Hnos. Implantes S.A.
administracion@implantesvillalba.com.ar
Tel: +54 9 11 4759 2261 / 11 4750 5409
F.M. Esquiú 4548 Buenos Aires, Argentina.
<https://implantesvillalba.com.ar/>

Más de 50 años en el mercado.



Industria Argentina